



- ✦ **SELAMENTO EFICIENTE**  
de vasos arteriais e venosos de até 7 mm
- ✦ **ROTAÇÃO CONTÍNUA**  
Haste 360°
- ✦ **PRECISÃO E SEGURANÇA**  
Handle ergonômico



**SCITECH®**  
Innovation for Life






# Nova solução em Energia Avançada



Mandíbulas curvas  
e mais longas que selam  
e cortam diversos tipos  
e espessuras de tecidos.



Sistema avançado  
de leitura de  
impedância de tecido.



## PRINCIPAIS INDICAÇÕES DE USO:

A NexSeal é ideal para uso em procedimentos videolaparoscópicos e minimamente invasivos, em especialidades cirúrgicas como ginecológica, torácica, abdominal e vascular.

Handle com design  
ergonômico para  
acesso preciso.

| Código | Descrição                           | Diâmetro da haste | Comprimento da haste | Modelo da ponta |
|--------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 130075 | PINCA BIPOLAR AVANCADA 23CM SCITECH | 5mm               | 23cm                 | Curva Maryland  |
| 130076 | PINCA BIPOLAR AVANCADA 30CM SCITECH | 5mm               | 30cm                 | Curva Maryland  |
| 130077 | PINCA BIPOLAR AVANCADA 37CM SCITECH | 5mm               | 37cm                 | Curva Maryland  |
| 130078 | PINCA BIPOLAR AVANCADA 44CM SCITECH | 5mm               | 44cm                 | Curva Maryland  |